

# <エビデンス>

## A<sub>0</sub>値の規格

洗浄・消毒装置の工程の保持時間と洗浄温度を組み合わせる事により熱水消毒が可能となる。

保持時間：分	保持時間：秒	保持温度：°C	A <sub>0</sub> 値
1分	60秒	80°C	60
100分	6,000秒	70°C	600
10分	600秒	80°C	600
1分	60秒	90°C	600
50分	3,000秒	80°C	3,000
5分	300秒	90°C	3,000

←基準

ニコジェットスチーマーは

←基準の10倍の除菌力を発揮



WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Service) では、B型肝炎ウイルスなど耐熱性の病原体に A<sub>0</sub>値 3,000 が推奨され、国際規格 (ISO) でも手術用器具には A<sub>0</sub>値 3,000 以上を要求しており、世界的な基準になっています。ちなみに、世界で最も厳格なのは医療大国ドイツで、自国の基準を A<sub>0</sub>値 12,000 に定めています。

国際規格 (ISO) で規格の明細を見てみると

規格	ISO15883-2	ISO15883-6	ISO15883-3
A <sub>0</sub> 値条件	A <sub>0</sub> 値=3,000以上	A <sub>0</sub> 値=600以上	A <sub>0</sub> 値=60
一般対象器具	手術用具・麻酔用具等	容器・非侵襲的用具等	便器・容器等



以下の表が A<sub>0</sub>値概念とスποルディングの法則・消毒レベルを相関させる表と言えるかと思いますが、高水準消毒と中水準消毒の A<sub>0</sub>値分類に関しては、消毒レベルとの相関で表しにくい部分もあり ISO の規格で運営するのがベストと言えるのと医療器具の消毒・滅菌処理を行う前には、あらかじめ十分な洗浄を行うことが重要です。その後、スποルディングの分類に従って最終処理方法を決定します。

また、変性・固着したタンパク質は洗浄しにくく洗浄を実施しても残留しやすいため、その後の消毒・滅菌不良の原因となりますのでご注意ください。

そして洗浄できない医療器具 (電気メスのホルダー・ポーション・ドリルなど) の消毒・滅菌に関しては、生理食塩水または消毒用エタノールをしみ込ませたガーゼなどにより清拭した後、酸化エチレングス滅菌もしくは過酸化水素ガスプラズマ滅菌を行う事をお勧めいたします。

以上の A<sub>0</sub>値概念とスποルディングの法則・消毒レベルを相関させると

スποルディングの法則	消毒レベル	A <sub>0</sub> 値	一般対象器具等
クリティカル	滅菌	—	手術器具 注射器・穿刺などの器具
セミクリティカル	高水準消毒	600以上	人工呼吸器 麻酔器回路 軟性内視鏡 膀胱鏡
	中水準消毒		咽頭鏡ブレード バイトブロック ネブライザー 哺乳瓶 乳首
ノンクリティカル	低水準消毒	60以上	血圧計 酸素マスク 膿盆 ガーグルベースン 吸引瓶 薬杯 便器・尿器

