

感染対策に一役かいます

ニコジェットスチーマー NIKO-90

<開発経緯>

尿器・吸引瓶等の消毒はペットパンウォッシャーを使用するのが理想であるが、使用後の容器を都度ペットパンウォッシャーで洗浄するには効率が悪く、使用済み容器が溜まってから一気に洗浄することになる。汚れた容器が放置状態になり不衛生である。最短時間1分30秒(時間変更可能)で洗浄除菌が可能

注 廃液は汚水槽に廃棄後、洗浄開始

次亜塩素酸ナトリウム入りの洗剤+水洗+蒸気で徹底除菌、設置槽内も清潔です



寸法 W430 × D330 × H1200
本体重量 32kg

(有)エイコー産業

大阪市北区長柄西 2-9-19-201

TEL 06-6356-7586

FAX 06-6356-7507



ホームページ

○高温スチーム(100℃)で除菌

尿器・吸引瓶等を、除菌剤を添加しながら水圧洗浄後、高温スチームで内側を1分間で90℃まで上昇させることができる。同時に外側も容器の厚さによるが約70℃~90℃まで上昇する

○特徴

- ・除菌剤で洗浄後、スチーム除菌
- ・簡単操作。容器をセットしてスタートボタンを押すと洗浄・スチーム除菌
- ・容器内外も高温になるので素早い乾燥
- ・洗浄水と水蒸気は汚水槽へ
- ・ハイスピート処理が可能



(尿器)



(吸引瓶)



(作業の流れ)

※製品改良にともない予告なく、使用・外観などを変更させていただく場合があります